

Let's innovate together

mps  PRECIMED



Hip Instrumentation


Offset Cup Impactor

Impacteur de cupule décalé

www.mpsprecimed.com

Hip Surgical Instrumentation : Offset Cup Impactor

Instruments pour la chirurgie de la hanche : impacteur de cupule décalé



- Easy to clean
- Adaptable (customizable) to the customer's shell
- No traction applied on the u-joint chain
- Cup orientable before clamping, for correct screw positioning

- Nettoyage facile
- Adaptable aux cupules des clients
- Pas de traction sur la chaîne de cardan
- Cupule orientable avant verrouillage, permettant un positionnement correct des vis

MPS PRECIMED

With more than 30 years of experience **MPS Precimed SA** is involved in the design, development and manufacture in the field of orthopaedics and traumatology, providing global solutions and integrating the most innovative technologies.

OFFSET CUP IMPACTOR

The offset impactor allows the controlled positioning and impaction of acetabular cup for MIS approach. The unique locking mechanism enables accurate cup placement during impaction.

TECHNICAL DETAILS

Material

Stainless steel

Weight

Approx. 1,300 gr.

Cup coupling

Can be made available with any shell connection

Regulatory compliance

CE and FDA registred

MPS PRECIMED

Au bénéfice de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'orthopédie et de la traumatologie, **MPS Precimed SA** offre des solutions globales en intégrant les technologies les plus novatrices.

IMPACTEUR DE CUPULE

L'impacteur de cupule décalé permet un positionnement contrôlé des cotyles, permettant une approche chirurgicale moins invasive. Le mécanisme de verrouillage unique permet un placement précis du cotyle pendant l'impact.

DÉTAILS TECHNIQUES

Matériel

Acier inoxydable

Poids

Env. 1'300 gr.

Connexion à la cupule

Peut être rendu compatible avec tous types de connexion

Conformité réglementaire

CE et FDA

